



## 易博士器械残胶去除剂说明书

### 主要有效成分：

产品由植物提取物、非离子表面活性剂、医用脂肪族烃、溶剂等组成。

### 产品特点：

- ❖ 具有清新橙香味，轻轻一喷，迅速浸润至胶质内部，胶质可被立即软化并分离；
- ❖ 采用植物提取物，完全无腐蚀性、无氯化合物、无刺激性、不会对操作者或设备造成损伤；
- ❖ 使用便捷、应用范围广。

### 适用范围：

产品适用于清除各类器械、设备、物品等表面的残胶。

### 使用方法：

喷涂于残胶表面，浸透后用软布擦拭即可。

### 注意事项：

- ❖ 常温储存，避免阳光直射。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

### 运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期：2年

产品执行标准：Q/DLE 001

### 产品包装规格：

500mL/瓶，12瓶/箱。

